

医废物联监管平台 操作手册

东软汉枫医疗科技有限公司

1、登录

打开浏览器，输入网址后打开医废物联监管平台登陆页面。(图 1)



图 1

输入用户名、密码和验证码后点击“按钮”进入平台。(图 2) (图 3)



图 2





图 3

2、系统管理

2.1 医院院区管理

用于新增院区使用



添加院区

* 院区名称:

* 显示排序:

负责人:

联系电话:

邮箱:

地址:

院区状态:


☒ 正常

☐ 停用

确定


关闭

2.2 医院科室管理



2.2.1 查询

可以通过科室名称或者科室状态查询科室，快速定位和筛选科室



2.2.2 新增

通过填写科室相关信息，增加新的科室

添加科室

— □ ×

* 所属院区:	本院区
* 科室名称:	
* 显示排序:	
科室编码:	
负责人:	
联系电话:	
邮箱:	
地址:	
产废科室:	是

确定

关闭

2.2.3 编辑

对特定科室的信息进行修改和维护

修改科室

— □ ×

* 所属院区:	本院区
* 科室名称:	导诊
* 显示排序:	1
科室编码:	
负责人:	
联系电话:	
邮箱:	
地址:	
产废科室:	是

确定

关闭

2.2.4 禁用和删除

禁用科室后, 该科室不进行显示。删除科室后, 该科室将永久删除, 无法恢复。

2.3 医废管理人员

填写医废管理人员信息，创建医废管理人员账号

添加医废管理人员

— □ ×

* 人员姓名:

* 用户性别:

女

▼

* 所属院区:

所有

▼

* 手机号码:

* 员工号:

二维码:

C1675229670255

IC卡:

身份证号:

确定

关闭

2.4 科室护士管理

2.4.1 搜索

用于搜索和定位指定的护士

2.4.2 添加

填写科室护士信息，用于添加科室护士。IC 卡号需要输入权限卡上的“卡号”（从非 0 第一位开始填写）。

添加护士人员管理

—

×

* 护士姓名:

* 护士性别:

女

▼

* 手机号码:

* 所在科室:

所有

▼

* 员工号:

二维码:

N1675229752349

IC卡:

身份证号:

确定

关闭

2.4.3 导入

批量添加科室护士信息

导入护士人员管理数据

—

×

选择文件

未选择任何文件

提示：仅允许导入“xls”或“xlsx”格式文件！

下载模板

✓ 导入

✕ 取消

2.4.4 编辑

修改科室护士信息。手机号码无法修改,如果更换手机号码需禁用该护士并新增一个新护士即可。

修改护士人员管理

* 护士姓名:

测试护士

* 护士性别:

女

* 手机号码:

13765432125

* 所在科室:

本院区 测试科室

* 员工号:

1111111

二维码:

N1659585492019

IC卡:

14349051

身份证号:

211000002331122111

确定

关闭

2.4.5 禁用

科室护士一旦启用，无法删除。如果不想显示该护士，将状态改为禁用即可

2.5 医废处置人员

2.5.1 搜索

用于搜索和定位指定医废处置人员

[illegible]

2.5.2 添加

添加医废处置人员。IC 卡号填写权限卡上的“卡号”（从非 0 第一位开始填写）

添加医废处置人员

* 人员姓名:

* 用户性别:

女

* 所在科室:

所有

* 手机号码:

* 员工号:

* 所属物业:

* 入职时间:

yyyy-MM-dd

* 人员类型:

所有

二维码:

C1675050094539

IC卡:

确定

关闭

2.5.3 编辑

修改医废处置人员信息。手机号码无法修改，如果更换手机号码需禁用该人员并新增一个新医废处置人员即可。

修改医废处置人员

* 人员姓名:

测试转运

* 人员性别:

男

* 手机号码:

13765432116

* 员工号:

123321

* 所属物业:

物业

* 所在科室:

本院区 测试科室

* 入职时间:

2023-01-02

* 人员类型:

转运人员

二维码:

C1672989706586

IC卡:

12867853

确定

关闭


2.5.4 禁用

医废处置人员一旦启用，无法删除。如果不想显示该医废处置人员，将状态改为禁用即可

2.6 医废标签管理


2.6.1 搜索

可以通过搜索，快速定位到医废标签



2.6.2 添加

物资类别选择医疗废弃物标签->选择相应的医废类型->介质类型选择二维码->填写需要生成的二维码数量



添加标签管理

* 物资类别:

医疗废弃物标签

* 医废类型:

所有

* 介质类别:

所有

* 生成数量:

感染性

化学性

病理性

损伤性

药物性

新冠

可回收

确定

关闭

添加标签管理

* 物资类别:

医疗废弃物标签

* 医废类型:

感染性

* 介质类别:

所有

* 生成数量:

所有

二维码

RFID

确定

关闭

2.6.3 打印

用于打印医废标签，打印完成后需要点击“打印完成”。如果需要将医废标签作废，点击“作废”



2.7 医院打印机设置

2.7.1 编辑

点击“编辑”，将打印机名称修改为需要打印医废标签的条码打印机的名称，纸张宽度和高度按照实际热敏打印纸的尺寸进行填写。

修改打印机配置

* 打印模板:

医疗废弃物标签

* 打印机名称:

TSC TTP-244 Pro

* 纸张宽度(mm):

60.0

* 纸张高度(mm):

50.0


确定

关闭

2.7.2 配置详情

如果修改热敏打印纸尺寸，需要对标签的配置进行进一步修改。

第一行文本对应标签上的医院名称；第二行的文本对应医废类型；第三行的图片对应二维码；第四行文本对应医废编码。



在详情页中重点修改文本和图片的位置（距顶和距左距离），文本和图片的大小（宽度）

修改打印机配置详情

内容类型：

文本

内容宽度：

65.0

内容高度：

0.0

是否居中：

否

距顶距离：

43.0

距左距离：

3.0

字体大小：

11

是否加粗：

是

排序：

1

确定

关闭

3.1 污物间管理&楼号楼层配置

3.1 污物间管理&楼号楼层配置

用于创建产废楼宇、楼层及污物间。创建方法为先创建楼号，在楼号楼层中的楼层管理中创建楼层，接下来在污物间管理中创建某幢楼某层的污物间。



6号楼

+ 添加 + 批量添加

🔍

🔄

🏠

☰

楼层	楼号	所属院区	状态	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
负1	6号楼	本院区	启用	fkzyy	2022-09-27 23:25:48	fkzyy	2022-11-01 19:14:04	🔒禁用 🔧编辑 🗑删除

第 1 到 1 条, 共 1 条记录。

医废物联监管平台

fkzyy

在线

注册

首页

医废标签发放

医废标签管理

医废打印机配置

配置详情

楼号楼层配置

楼层配置

污物间管理

刷新

污物间:

所属院区: 所有

🔍 搜索

🔄 重置

+ 添加

🔍

🔄

🏠

☰

污物间	所属院区	所在楼号	所在楼层	二维码	RFID	排序	状态	更新人	更新时间	操作
7楼污物间	本院区	1号楼	7楼	-	-	7	启用	fkzyy	2022-08-04 16:02:06	🔒禁用二维码 🔧编辑 🔒禁用 🗑删除
8楼污物间	本院区	1号楼	8楼	-	-	8	启用	-	-	🔒禁用二维码 🔧编辑 🔒禁用 🗑删除
9楼污物间	本院区	1号楼	9楼	-	-	9	启用	-	-	🔒禁用二维码 🔧编辑 🔒禁用 🗑删除
10楼污物间	本院区	1号楼	10楼	-	-	10	启用	-	-	🔒禁用二维码 🔧编辑 🔒禁用 🗑删除
11楼污物间	本院区	1号楼	11楼	-	-	11	启用	-	-	🔒禁用二维码 🔧编辑 🔒禁用 🗑删除
12楼污物间	本院区	1号楼	12楼	-	-	12	启用	-	-	🔒禁用二维码 🔧编辑 🔒禁用 🗑删除
13楼污物间	本院区	1号楼	13楼	-	-	13	启用	-	-	🔒禁用二维码 🔧编辑 🔒禁用 🗑删除
14楼污物间	本院区	1号楼	14楼	-	-	14	启用	-	-	🔒禁用二维码 🔧编辑 🔒禁用 🗑删除
15楼污物间	本院区	1号楼	15楼	-	-	15	启用	-	-	🔒禁用二维码 🔧编辑 🔒禁用 🗑删除
16楼污物间	本院区	1号楼	16楼	-	-	16	启用	-	-	🔒禁用二维码 🔧编辑 🔒禁用 🗑删除

第 1 到 10 条, 共 37 条记录。 10 条记录每页

<

1

2

3

4

>

© 2022 Neusoft HiFly Copyright

添加污物间

* 污物间:

* 所属院区:

所有

* 楼号:

所有

* 楼层:

所有

* 排序:

确定

关闭

3.2 设备管理（车、箱、秤）

用于添加和修改设备的信息。新增加的设备在创建完成后需要点击启用方可显示。

添加设备管理（车）

* 设备ID:

* 设备名称:

* 所属院区:

所有

▼

蓝牙地址:

确定

关闭

修改设备管理（车）

* 设备ID:

110000001

* 设备名称:

电动车

* 所属院区:

本院区

▼

蓝牙地址:

确定

关闭

添加设备管理 (箱)

* 设备ID:

* 设备编码:

* 设备名称:

* 设备型号:

智能医废暂存箱-HF-UHW2001

* 设备SIM卡号:

* 所在院区:

所有

* 所在楼号:

所有

* 所在楼层:

所有

* 所在污物间:

所有

确定

关闭

修改设备管理 (箱)

* 设备ID:

001d002d3131510139383330

* 设备编码:

001d002d3131510139383330

* 设备名称:

1#6楼 分娩

* 设备型号:

智能医废暂存箱-HF-UHW2001

* 设备SIM卡号:

898604C2062270018381-144122161

* 所在院区:

本院区

* 所在楼号:

1号楼

* 所在楼层:

6楼

* 所在污物间:

6楼污物间

确定

关闭

添加设备管理 (秤)

* 设备ID:

* 设备编码:

* 设备名称:

* 设备型号:

智能医废复核秤-HF-SHW2001

* 设备SIM卡号:

* 所在院区:

所有

购置日期:

yyyy-MM-dd

福日蓝牙秤蓝牙地址:

备注:

确定

关闭

修改设备管理 (秤)

* 设备ID:

860965060250712

* 设备编码:

860965060250712

* 设备名称:

智能复核秤

* 设备型号:

智能医废复核秤-HF-SHW2001

* 设备SIM卡号:

898604C2062270018370-144122161

* 所在院区:

本院区

购置日期:

2022-08-11


福日蓝牙秤蓝牙地址:

备注:

确定

关闭

4、合规性监督



用于监督医废垃圾在院内暂存、转运和出入库期间的行为规范并发出预警

5、医废实时监控


5.1 暂存处实时库存

用于监控所有在暂存处暂存的已入库未出库的医废垃圾信息（医废编码、重量、医废类型）

暂存处 本院区		总重量: 10.45 KG 总数量: 13 袋	
 F6N212130000983U 重量 0.25 KG 医废类型 新冠	 WD15800311670831... 重量 0.24 KG 医废类型 损伤性	 F6N212070000417U 重量 3.05 KG 医废类型 新冠	 F6N212070000418U 重量 3.06 KG 医废类型 新冠
 F6N212070000423U 重量 1.36 KG 医废类型 新冠	 F6N212070000424U 重量 0.23 KG 医废类型 新冠	 F6N212120000578U 重量 0.00 KG 医废类型 新冠	 F6N212120000580U 重量 0.26 KG 医废类型 新冠
 F6N212120000583U 重量 0.26 KG 医废类型 新冠	 F6NU 重量 0.24 KG 医废类型 新冠	 F6N212120000584U 重量 0.50 KG 医废类型 新冠	 WZ15800311670831... 重量 0.50 KG 医废类型 新冠
 F6N212120000587U			

5.2 暂存箱实时监控

用于监控暂存箱的实时在线状态, 在查看详情页面可以监控到暂存箱内实时的垃圾暂存情况



医废编码	医废种类	重量	投放科室	投放人	投放时间	操作
F1N211250004909U	感染性	2.65	普外一科病区	李国江	2023-01-30 08:15:13	查看二维码
F4N211260024114U	损伤性	1.03	内分泌二病区	周志军	2023-01-30 08:13:03	查看二维码
F1N211260008610U	感染性	3.01	肿瘤内一病区	王斌	2023-01-29 21:49:16	查看二维码
F1N212300038546U	感染性	2.55	全科医学科病区	张德	2023-01-29 14:59:52	查看二维码

第 1 到 4 条，共 4 条记录。

5.3 转运车实时监控

用于监控转运车的在线状态、车内实时医废袋数和重量、转运人和转运路线等



5.4 设备状态监控

用于监控各设备的在线状态及最后一次连接的时间。在查看详情中可以监控各设备的在线和离线详情。

转运车

暂存箱

复核秤

电动车

🏠 离线

2022-12-28 13:29:30

查看详情

智能转运车

🏠 离线

2022-12-15 10:43:41

查看详情

转运车

暂存箱

复核秤

1#6楼 分娩

🟢 在线

2023-02-01 15:51:46

查看详情

1#1楼 急诊

🟢 在线

2023-02-01 15:51:46

查看详情

5#6楼 心血管内科一病房

🟢 在线

2023-02-01 15:51:46

查看详情

5#8楼 消化内科

🟢 在线

2023-02-01 15:51:46

查看详情

1#6楼 新生儿

🟢 在线

2023-02-01 15:51:46

查看详情

4#6楼 儿科三病房

🟢 在线

2023-02-01 15:51:46

查看详情

4#5楼 肿内一病房

🟢 在线

2023-02-01 15:51:46

查看详情

4#4楼 儿科一病房

🟢 在线

2023-02-01 15:51:46

查看详情

3#负—3

🟢 在线

2023-02-01 15:51:46

查看详情

3#负—2

🟢 在线

2023-02-01 15:51:46

查看详情

3#负—1

🟢 在线

2023-02-01 15:51:46

查看详情

5#6楼 心血管内科二病房

🟢 在线

2023-02-01 15:51:46

查看详情

1#2楼

1#负—3

1#负—2

1#负—1

转运车

暂存箱

复核秤

智能复核秤


🏠 离线

2022-12-28 13:45:03

查看详情

6、医废统计查询

用于查询暂存、转运、出入库和科室产量等多个维度的数据情况。通过筛选，能更清晰的了解某日、某科室、某转运人员的工作量。



7、医废追溯

通过医废追溯功能，对每一袋医废垃圾的暂存、转运和出入库流程进行全方位的追溯。

医废编码	所属院区	科室名称	医废类型	医废重量	上报人	上报时间	交接护士	交接时间	转运人	核交人	核交时间	入库时间	入库人	出库时间	出库人
F1N212270024314U	本院区	介入中心	感染性	1.76	介入中心	2022-12-28 15:07:44	介入中心	-	-	-	-	-	-	-	-
F1N212140002144U	本院区	血管介入病房 科病房	感染性	5.03	血管介入病房 科病房	2022-12-28 14:53:24	血管介入病房 科病房	-	-	-	-	-	-	-	-
F1N212280036138U	本院区	测试科室	感染性	0	测试护士	2022-12-28 14:19:10	测试护士	-	-	-	-	-	-	-	-
F1N212280036137U	本院区	测试科室	感染性	0	测试护士	2022-12-28 14:19:04	测试护士	-	-	-	-	-	-	-	-
F1N212280036136U	本院区	测试科室	感染性	0	测试护士	2022-12-28 14:09:35	测试护士	-	-	-	-	-	-	-	-
F1N212280036135U	本院区	测试科室	感染性	0	测试护士	2022-12-28 14:09:30	测试护士	-	-	-	-	-	-	-	-
F1N212280036122U	-	-	感染性	3.89	-	-	-	2022-12-28 13:26:06	教福强	-	-	2022-12-28 13:36:17	李军	2022-12-28 13:37:37	李军
F1N212280036121U	-	-	感染性	4.97	-	-	-	2022-12-28 13:21:30	教福强	-	-	2022-12-28 13:36:17	李军	2022-12-28 13:37:37	李军
F1N212280036120U	-	-	感染性	4.7	-	-	-	2022-12-28 13:15:20	教福强	-	-	2022-12-28 13:36:17	李军	2022-12-28 13:37:37	李军
F1N212280036119U	-	-	感染性	5.16	-	-	-	2022-12-28 13:15:09	教福强	-	-	2022-12-28 13:36:17	李军	2022-12-28 13:37:37	李军